

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09184**

Marca:

Descripción: **Contenedor de recogida de orina
con tapa verde**



TAMAÑOS		
altura	Ø abajo	Ø arriba
72 mm	47 mm	62 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☒ Polypropylene (PP)	☐ Polyethylene (PE)	☐ Vaso: Polipropileno (PP) Tapa: PET				
colour	☐ antracita [A]	☐ azul [B]	☐ cedro [C]	☐ verde océano [CO]	☐ verde [GR]	☐ verde opaco [GO]	☐ gris [GRAY]
	☐ purpura [L]	☐ azul claro [LB]	☐ lime [LIME]	☐ mixto [MIX]	☐ naranja [O]	☐ rosa [P]	☐ rojo [R]
	☐ rosa claro [ROSE]	☐ negro [SCH]	☐ transparente []	☐ violeta [V]	☒ blanco [W]	☐ vino tinto [WR]	☐ amarillo [Y]
	☐ estampa de oso [KIDS]	☒ Transparente con tapa de rosca verde					
capacity	☐ 30 ml	☒ 100 ml	☐ 150 ml	☐ 180 ml	☐ 200 ml	☐ 250 ml	☐ 3,4 l
characteristics	☒ graduación	☐ autoclavable hasta 134°C	☐ Apto para lavavajillas según EN 12875-1 + 12875-2		☐ abrir 4 x 4 mm	☐ estéril	
suitable for article	☐ 09995-M-Deckel	☐ 742025	☐ L-09194	☐ L-09194	☐ L-09192	☐ L-09170	

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
reglamento médico (EU) 2017/425	☐ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de medición	☒ no es dispositivo médico	CE
Reglamento sobre productos sanitarios de diagnóstico in vitro (EU) 2017/746	☒ clase A	☐ clase A sterile	☐ clase B	☐ clase C	☐ clase D	☐ no IVD	
contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácido	☐ alimentos acuosol	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimentos	

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09184**

Marca:

Descripción: **Contenedor de recogida de orina
con tapa verde**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
general	
material	bolsa
piezas por subembalaje	500
GTIN subembalaje antracita [A]	-
GTIN subembalaje blue [B]	-
GTIN subembalaje cedro [C]	-
GTIN subembalaje verde océano [CO]	-
GTIN subembalaje verde [GR]	-
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje gris [GRAY]	-
GTIN subembalaje purpura [L]	-
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-
GTIN subembalaje lime [LIME]	-
GTIN subembalaje mixto [MIX]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	-
GTIN subembalaje rosa [P]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	-
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje transparente []	-
GTIN subembalaje violeta [V]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje wine rojo [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje estampa de oso [KIDS]	-
GTIN subembalaje	-
medidas y tamaños	
largo	600 mm
ancho	900 mm
alto	-
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	7.025 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	euro-palette
medidas y tamaños	
cartones por posición	6
posiciones por palet	4
altura del palet	195 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	213 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	1
GTIN embalaje exterior antracita [A]	-
GTIN embalaje exterior blue [B]	-
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior verde océano [CO]	-
GTIN embalaje exterior verde [GR]	-
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-
GTIN embalaje exterior gris [GRAY]	-
GTIN embalaje exterior purpura [L]	-
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterior lime [LIME]	-
GTIN embalaje exterior mixto [MIX]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-
GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje exterior transparente []	-
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior wine rojo [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje ext. estampa de oso [KIDS]	4044941042312
GTIN embalaje exterior	-
medidas y tamaños	
largo	430 mm
ancho	320 mm
alto	450 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	7.825 g

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09184**
Marca:
Descripción: **Contenedor de recogida de orina
con tapa verde**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso.
Utilización y revisión	Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, etc.). Este producto está destinado a un solo uso.
Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.

rev-no.: 2025-01
date: 06.06.2025

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas